

РЕНТГЕНОВСКОЕ И ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕМЯН




РЕНТГЕНОВСКАЯ УСТАНОВКА FAXITRON MX-20

Установка Faxitron MX-20 проста в обслуживании, не требует специального помещения. Сам аппарат экранирован, имеет двойную защиту, отключающую источник при открытой двери. Возможность комплектации цифровым фотоаппаратом для передачи изображений в компьютер (отпадает необходимость в использовании пленки, проявочной машины и химикатов для проявки).

РЕНТГЕНОВСКИЙ ТЕСТ.

С помощью рентгеновского снимка можно увидеть множество внутренних семенных характеристик: развитие семени и присутствия насекомых. Можно приблизительно оценить потенциал прорастания. Проверка - быстрая, сравнительно недорогая, обеспечивающая постоянную запись данных. Установка рентгеновского анализа вместе с таблицей прорастания помогает определить многие качественные показатели.



ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стандартный набор включает:

Прибор для определения влажности

Счетчик семян

Весы

Микроскоп и т.п.

Дополнительно можно приобрести любое необходимое лабораторное оборудование



ООО "Леснаб"

185031 Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 82,

тел: (8142) 59 – 27 – 00 факс телефон: (8142) 74 – 35 – 50,

моб. тел.: 8911 – 415 – 56 – 05, 8911 – 415 – 56 – 01

E-mail: lessnab@karelia.ru

Web page: www.lessnab.karelia.ru